



# ケアスロープ (ケアメディックス)



- 最高段差73cmまで対応!
- 今まで入らなかった狭い開口に対応できる豊富なラインナップ!
- 安全な視認性
- 便利な乗り入れ性
- 折りたたみ自立

品番	TAIS	長さ×幅	耐荷重	重量	月額レンタル料※	一割負担	二割負担	三割負担
CS-65	00093-000015	65×70cm	300kg	約3kg				
CS-100	00093-000016	100×70cm		約5kg				
CS-120	00093-000017	120×70cm		約9kg				
CS-150	00093-000018	150×70cm		約9kg				
CS-175	00093-000019	175×70cm		約9kg				
CS-200	00093-000020	200×70cm		約10kg				
CS-240C	00093-000021	240×70cm		約12kg				
CS-285C	00093-000028	285×70cm		約15kg				

# ケアスロープJ (ケアメディックス)

ケアスロープ2台、ジョイント台1台を  
組み合わせた車いす用の長尺スロープです。



専用ジョイント台



専用ジョイント台

## ケアスロープJ品番早見表

※CS-150～CS-285Cまでは、このスロープを上下階の下階側に組み合わせても設置は可能です。  
※設置に必要な土台はスロープの下階側に必要です。

標準スロープ		上階側		上階側設置スロープ設置目安表	
CS-150	CS-J-300 TAIS 00093-000022	CS-175	CS-J-350W TAIS 00093-000044	CS-150	36cm(8")～63cm(12")
CS-175	CS-J-325 TAIS 00093-000023	CS-200	CS-J-400 TAIS 00093-000045	CS-175	41cm(8")～68cm(12")
CS-200	CS-J-350 TAIS 00093-000024	CS-240C	CS-J-440 TAIS 00093-000046	CS-200	44cm(8")～71cm(12")
CS-240C	CS-J-390 TAIS 00093-000025	CS-J-415 TAIS 00093-000048	CS-J-460 TAIS 00093-000051	CS-240C	50cm(8")～77cm(12")
CS-285C	CS-J-435 TAIS 00093-000043	CS-J-460 TAIS 00093-000047	CS-J-525 TAIS 00093-000052	CS-285C	56cm(8")～83cm(12")

## 上階側設置スロープ設置目安表

上階側CSタイプ	上階側設置スロープ長さ目安表 (※ 最小の設置目安)
CS-150	36cm(8")～63cm(12")
CS-175	41cm(8")～68cm(12")
CS-200	44cm(8")～71cm(12")
CS-240C	50cm(8")～77cm(12")
CS-285C	56cm(8")～83cm(12")

## 「ケアスロープ」設置例



※ジョイント台と下階側するオープの設置位置がフラットである場合、下階側に設置するスロープの長さが短いほど、その傾斜角度が緩やかになります。

【下階側設置段差目安】  
CSタイプ…ジョイント台高さ(△の角度)  
CS-150 …… 21cm(8")～26cm(10")  
CS-175 …… 21cm(7")～26cm(9")  
CS-200 …… 21cm(8")～26cm(8")  
CS-240C …… 21cm(5")～26cm(6")  
CS-285C …… 21cm(4")～26cm(5")


月額レンタル料※	一割負担	二割負担	三割負担
重量 約12kg			

※料金はジョイント台のみです。他に上記ケアスロープ2本が必要です。



## Zスロープ (シコク)

限られた場所にも設置できる、カーブ型スロープです。



使用例(左)

### Zスロープ左 642-200

■TAIS.01235-000156 ■対応段差約10~20cm ■有効幅75cm ■重量約19kg ■耐荷重250kg

### Zスロープ右 642-100


■TAIS.01235-000155 ■対応段差約10~20cm ■有効幅75cm ■重量約19kg ■耐荷重250kg

月間レンタル料	一年費用	二年費用	三年費用

月間レンタル料	一年費用	二年費用	三年費用

## デクパック (ケアメディックス)

コンパクトに折りたためて種類が豊富なスタンダードスロープ




- 軽くて強い
- ゆとりの耐荷重
- 安心の滑り止め
- 独自の折りたたみ方式
- ズレ止めのラバーグリップ

### シニア

- 日本の家庭にマッチした四つ折りのスタンダード幅の長尺タイプです。
- 在宅用だけでなく各種施設などで最も広くご利用されています。

(在庫中)



### パーソナル

- 日本の家庭にマッチした三つ折りのスタンダード幅タイプです。

品名	長さ×幅	折りたたみ時 厚み×幅	重量	耐荷重	品目コード	月間レンタル料	一年費用	二年費用	三年費用
パーソナル	70cm×73.5cm	7cm×24.5cm	約4kg	300kg	00093-200001				
シニア1.20m	120cm×74cm	13cm×18.5cm	約7kg		00093-200003				
シニア1.35m	135cm×74cm	13cm×18.5cm	約9kg		00093-200004				
シニア1.65m	165cm×74cm	13cm×18.5cm	約10kg		00093-200005				
シニア2.0m	200cm×74cm	15cm×18.5cm	約12kg		00093-200007				

## インタースロープ (モルテン)

小さな段差による歩行時のつまずきの防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ

- 屋外でも使える耐久性の高い素材
- 滑りにくい表面形状
- つまずきにくい形状
- ずれにくい素材



品番	TAIS	高さ (cm)	奥行 (cm)	幅 (cm)	重量 (kg)	月間レンタル料	一年費用	二年費用	三年費用
MSPR11076	00054-000173	1.0	3	70	0.1				
MSPR11576	00054-000174	1.5	5		0.3				
MSPR2076	00054-000175	2.0	7		0.6				
MSPR2076	00054-000176	2.5	9		0.7				
MSPR3076	00054-000177	3.0	11		1.1				
MSPR3076	00054-000178	3.5	13		1.7				
MSPR4076	00054-000179	4.0	15		1.4				
MSPR4576	00054-000180	4.5	17		2.1				
MSPR5076	00054-000181	5.0	19		2.9				
MSPR5576	00054-000182	5.5	21		2.6				
MSPR6076	00054-000183	6.0	23		3.7				
MSPR6576	00054-000184	6.5	25		4.7				

# テレスコピックスロープ

(パシフィックサブライ)

**耐久性・  
安全性  
抜群です**

すべりにくい表面加工により、  
砂や雪に対してもグリップ力を  
損ないません。



アルマイト加工がされた一体成  
型のアルミニウム製ですので、  
エッジの安定性と強度が増しまし  
た。

ナイロン製ガイドレールで安  
定性があり、砂が入らない構造  
になっています。

移動時などに持ち運びやすい  
折りたたみ式のハンドル

タイプ	品番	TAIS	使用範囲	外幅	内幅	耐荷重	重量1本	展開レール長さ [mm]	一割負荷	二割負荷	三割負荷
300cm	1842	01087-000042	117.7~200cm	22.8cm	18.0cm	350kg	7.2kg				
300cm	1844	01087-000044	167.7~300cm	(ハンドル長: 28.3cm)		200kg	10.1kg				

# 段ない・スFK (シコク)

今まで設置が難しかった坂道にも安定して設置できるスロープです。



**乗り降りがスムーズ**



品名	品番コード	TAIS	長さ(cm)	幅(cm)	耐荷重	重量	展開レール長さ [mm]	一割負荷	二割負荷	三割負荷
FK1500	634-150	01235-000167	150	68(有効寸法: 65)	300kg	約11.0kg				
FK1750	634-160	01235-000168	175			約12.0kg				
FK2000	634-170	01235-000169	200			約13.0kg				

# 段ない・ス68 (シコク)

従来タイプより-5cmコンパクトになり、  
狭い間口も対応できる  
車いす用スロープです。



ココがポイント  
**Check!**

従来タイプより-5cm  
コンパクトになり狭い間口  
でも対応できます。



品名	品番コード	TAIS	長さ(cm)	幅(cm)	耐荷重	重量	展開レール長さ [mm]	一割負荷	二割負荷	三割負荷
段ない・ス68 650	628-110	01235-000188	65			約3.5kg				
段ない・ス68 800	628-120	01235-000189	80			約4.0kg				
段ない・ス68 1000	628-130	01235-000190	100			約5.0kg				
段ない・ス68 1250	628-140	01235-000191	125			約6.0kg				
段ない・ス68 1500	628-150	01235-000192	150			約7.0kg				
段ない・ス68 1750	628-160	01235-000193	175			約8.0kg				
段ない・ス68 2000	628-170	01235-000194	200	68(有効寸法: 65)	300kg	約10.5kg				
段ない・ス68 2400	628-180	01235-000195	240			約12.5kg				
段ない・ス68 2600	628-190	01235-000196	260			約16.0kg				
段ない・ス68 2800	628-200	01235-000197	280			約17.5kg				

特設舞台

付属品

折りたたみ

車いす

付属品

折りたたみ

折りたたみ

折りたたみ

折りたたみ


折りたたみ

折りたたみ

折りたたみ

折りたたみ

# ダイヤスロープ屋外用 (シンエイテクノ)



- 太陽光や自然環境に強い
- 屋外用スロープ

## DSO-76シリーズ

品番	TAIS	高さ (cm)	奥行 (cm)	幅 (cm)	重量 (kg)	高耐久インタロック 構造	一割角部	二割角部	三割角部
DSO76-05	01115-000058	0.5	3.5	76	0.12				
DSO76-10	01115-000059	1.0	3.5		0.23				
DSO76-15	01115-000060	1.5	5.5		0.42				
DSO76-20	01115-000061	2.0	7.5		0.67				
DSO76-25	01115-000062	2.5	9.5		0.95				
DSO76-30	01115-000063	3.0	11.5		1.3				
DSO76-35	01115-000064	3.5	13.5		1.58				
DSO76-40	01115-000065	4.0	15.5		1.88				
DSO76-45	01115-000066	4.5	17.5		2.35				
DSO76-50	01115-000067	5.0	20		2.87				
DSO76-55	01115-000068	5.5	20		3.4				
DSO76-60	01115-000069	6.0	20		3.55				
DSO76-65	01115-000070	6.5	20		4				
DSO76-70	01115-000071	7.0	27.3		5				
DSO76-75	01115-000072	7.5	27.3		5.4				
DSO76-80	01115-000073	8.0	27.3		5.6				
DSO76-85	01115-000074	8.5	27.3		6				
DSO76-90	01115-000075	9.0	35.4		8				
DSO76-95	01115-000076	9.5	35.4		8.4				
DSO76-100	01115-000077	10.0	35.4		8.6				

# ダイヤスロープ (シンエイテクノ)

硬質ゴム製すべり止め段差解消スロープ

- 表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い
- 材質は硬質ゴムで耐摩耗性は抜群の強さ
- 両端はバリアフリー設計



## DS-76シリーズ

品番	TAIS	高さ (cm)	奥行 (cm)	幅 (cm)	重量 (kg)	高耐久インタロック 構造	一割角部	二割角部	三割角部
DS76-05	01115-000040	0.5	3.5	76	0.12				
DS76-10	01115-000018	1.0	3.5		0.23				
DS76-15	01115-000005	1.5	5.5		0.42				
DS76-20	01115-000006	2.0	7.5		0.67				
DS76-25	01115-000007	2.5	9.5		0.95				
DS76-30	01115-000008	3.0	11.5		1.30				
DS76-35	01115-000009	3.5	13.5		1.58				
DS76-40	01115-000010	4.0	15.5		1.88				
DS76-45	01115-000011	4.5	17.5		2.35				
DS76-50	01115-000012	5.0	20		2.87				
DS76-55	01115-000016	5.5	20		3.40				
DS76-60	01115-000017	6.0	20		3.55				
DS76-65	01115-000031	6.5	20		4.00				
DS76-70	01115-000032	7.0	27.3		5.00				
DS76-75	01115-000033	7.5	27.3		5.40				
DS76-80	01115-000034	8.0	27.3		5.60				
DS76-85	01115-000035	8.5	27.3		6.00				
DS76-90	01115-000036	9.0	35.4		8.00				
DS76-95	01115-000037	9.5	35.4		8.40				
DS76-100	01115-000038	10.0	35.4		8.60				

※屋外での使用はお控え下さい。